


Анализатор осадка мочи

U 2600

Удобный
и высокопроизводительный
анализатор
частиц
осадка мочи



Передовые
технологии



Точное
распознавание



Лаконичный
дизайн



Удобное
управление



Повышенная
производительность

Принцип действия

Технология ламинарного потока

Технология высокоскоростной фотосъемки

Распознавание изображений по базе клинических данных

Производительность

150 тестов / час

Определяемые параметры

Анализ частиц: RBC, WBC, WBCC, PHCY, SQEP, NSE, BYST, HYST, BACI, SUCO, SPERM, MUCS, HYAL, UNCC, FAT, AMOR, COM, COD, URIC, AUCR, TYRO, CAPH, MAPH, UNCX, UNCL

Количество образцов

Количество образцов на борту

Режим тестирования

Режим автоматической загрузки, режим STAT

Реагенты

Обжимающая жидкость

Фокусирующая жидкость

US-калибратор

Контроль частиц осадка

Промывочный раствор

Условия окружающей среды

Температура: 10–30°C

Влажность: < 80 %

Атмосферное давление: 70–106 кПа

Электропитание


90–264 В, 47–63 Гц

Размеры (мм)

655 (Ш) x 512 (Д) x 530 (В)

Вес (кг)

40



ООО «МЕДГРУП»

Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1, офис 301

Тел.: +7 (495) 357-20-14

e-mail: info@mgroup.me

www.mgroup.me